

“El diseño deja casi toda la cara libre y es muy elegante”.¹

- Usuario de AirFit F30

Dormir bien de noche le brinda la energía que necesita para volver a hacer las cosas de las que disfruta. Ahora con la apariencia simple y moderna de ResMed AirFit™ F30, también se sentirá más seguro al usar la terapia frente a sus seres queridos.



Ayude a garantizar el éxito con CPAP

¡Registre su AirFit F30 hoy mismo! Al inscribirse, recibirá servicios adicionales de ResMed. Estamos aquí para ayudarle a adaptarse al equipo CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias) y brindarle apoyo permanente para que pueda aprovechar al máximo la terapia.


Comience ahora mismo en [ResMed.com/register](https://www.resmed.com/register)



1 Estudio de ajuste de AirFit F30 de ResMed realizado en 75 pacientes de abril a mayo de 2018 en varios lugares de EE. UU. El estudio evaluó el rango de ajuste y la estrategia de selección del tamaño de AirFit F30, y analizó AirFit F30 de ResMed frente a Amara View de Philips Respironics (ambas son mascarillas faciales de mínimo contacto). **2** Estudio clínico guiado de AirFit F30 de ResMed realizado en 23 pacientes del 8 de junio al 24 de agosto de 2018 en Australia. El estudio analizó AirFit F30 de ResMed frente a la mascarilla facial DreamWear de Philips Respironics (ambas son mascarillas faciales de mínimo contacto). **3** Estudio clínico guiado de AirFit F30 de ResMed realizado en 21 pacientes de abril a mayo de 2018 en Australia. El estudio analizó AirFit F30 de ResMed frente a Amara View de Philips Respironics. **4** ResMed Ltd. Manual del usuario de la mascarilla AirFit F30 de ResMed. Bella Vista, Australia; 2018. **5** Koninklijke Philips N.V. Instrucciones de uso de la mascarilla facial DreamWear de Philips Respironics. Murrysville, PA, 2016. **6** Koninklijke Philips N.V. Instrucciones de uso de la mascarilla facial de mínimo contacto Amara View de Philips Respironics. Murrysville, PA; 2016.

Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. +1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, visite [ResMed.com](https://www.resmed.com). AirFit y QuietAir son marcas y/o marcas registradas de la familia de compañías de ResMed. Amara View, DreamWear y Philips son marcas de Koninklijke Philips N.V., registradas en los EE. UU. y en otros países. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para obtener información sobre patentes y otra información acerca de propiedades intelectuales, consulte [ResMed.com/ip](https://www.resmed.com/ip). © 2018 ResMed. 10110900/1 2018-10

[ResMed.com/register](https://www.resmed.com/register)




AirFit™ F30
Full face mask

[ResMed.com/F30](https://www.resmed.com/F30)

Despiértese sin marcas faciales

AirFit F30 es nuestra mascarilla facial de mínimo contacto diseñada para cubrir menos la cara. Gracias a su diseño de bajo perfil, la mascarilla se apoya más abajo en la cara, por lo que tendrá menos marcas faciales con AirFit F30 que con las mascarillas faciales tradicionales.

- Su diseño previene dolores en la parte superior de la nariz, irritación y marcas rojas.¹
- Le permite usar lentes con la mascarilla cuando se va a la cama para poder leer un libro, responder un mensaje de texto o mirar televisión.
- Le ayuda a sentir menos claustrofobia durante la terapia.
- Le permite estar cómodo mientras duerme de costado.



Mayor paz y silencio

AirFit F30 es tan silenciosa que apenas podrá oírla. Con pequeñas aberturas multidireccionales sobre un área extensa, la tecnología de ventilación QuietAir en el codo de la mascarilla dispersa el aire exhalado para que se extienda ligeramente. En un estudio reciente, más del 95 % de los participantes del ensayo de AirFit F30 notaron que la ventilación de la mascarilla provocaba mínima interrupción del sueño para ellos y sus parejas.³ Elimine el muro de almohadas que lo separan de su ser querido y acurrúquese aún más cerca.

QuietAir™ 

Mínimo contacto, máximo desempeño¹⁻³

Colóquese AirFit F30; observe lo pequeña que se ve, lo ligera que se siente y lo fácil que es usarla. ¡Es una mascarilla de CPAP que se adapta a sus necesidades! Además, es la mascarilla facial de mínimo contacto más silenciosa,⁴⁻⁶ más cómoda,¹⁻³ más fácil de usar^{2,3} y más vendida¹⁻³.

- 1 **Los broches magnéticos de liberación rápida** permiten quitarse la mascarilla con facilidad.
- 2 **La almohadilla UltraCompact** ofreció un buen ajuste para el 93 % de los usuarios de CPAP en un estudio reciente.³
- 3 **El amés, ajustable a todos los tamaños**, ofrece un ajuste preciso desde la primera vez.
- 4 **El codo QuietAir™** crea una terapia más silenciosa.

AirFit™ F30
Full face mask

